

Skin Tightening

Vypnutí a omlazení pokožky

Ošetření přístrojem Accent

Přístroj Accent je moderní radiofrekvenční přístroj, který poskytuje kontrolovanou tepelnou terapii pro odstranění vrásek a pro vypnutí pokožky na obličeji i na těle. Ošetření přístrojem Accent je pohodlné, rychlé a bezbolestné. Viditelných výsledků je dosaženo ihned po prvním ošetření. Po absolvování série ošetření je dosahováno výborných výsledků.

Ošetření je čistě neinvazivní, nevznikají tedy žádné rány, jizvy, není potřeba žádná anestezie, ani žádný čas na rekonvalescenci. Po ošetření se můžete ihned vrátit k běžným aktivitám

Vypnutá, pevnější a mladě vypadající pleť




Accent vypíná a zpevňuje povolenou kůži kdekoli na těle. Ošetření je nejčastěji používáno ke zpevnění povolené pokožky na tvářích, krku a na horní části paže. Výborných výsledků je dosahováno také při vyhlazení nerovností vzniklých po chirurgických zásazích (postliposukčních nerovností) na břicho, bocích nebo stehnech. Výborných výsledků je dosahováno také při ošetření povolené kůže na břicho po porodu nebo kdekoli na těle po rychlém úbytku hmotnosti.

Bezbolestné ošetření

Ošetření přístrojem Accent je pohodlné a bezbolestné. Snášenlivost tepla je u jednotlivých pacientů individuální. Pacienti popisují pocity u ošetření jako „teplou masáž“.

Cílená tepelná terapie

Přístroj Accent využívá radiofrekvenční technologii k zahřátí pokožky. Tato cílená radiofrekvenční energie pomáhá reorganizovat buněčné prostředí a stimuluje buňky k tvorbě nového kolagenu. Ve tkáni dojde vlivem zahřátí ke kontrakci a multiplikaci kolagenových vláken, zvýšení krevní mikrocirkulace a lymfatického odvádění uvíznutých zbytků tuku a toxinů. Nový kolagen je to, co tvoří hladkou strukturu pokožky, zvyšuje její elasticitu a způsobuje zářivý mladý vzhled pokožky.





Viditelné výsledky

Ošetření přístrojem Accent představuje jediné ošetření svého druhu, které využívá princip „dvojitých vrstev“. Což znamená, že Accent ošetřuje pomocí bipolárních a unipolárních hlavic ve dvou rozdílných hloubkách pokožky.

Pacienti vidí obvykle výsledky okamžitě. Pleť se však díky povzbuzení procesů tvorby nového kolagenu a jeho reorganizace dále vypíná a zpevňuje ještě 14 dní až 3 týdny po ošetření. Po ošetření můžete pozorovat na kůži mírné zarudnutí, které však do 24 hodin zmizí. Obecně je požadována aplikace série tří až pěti ošetření v dvoutýdenních intervalech.

Bezpečně a pohodlně

Ošetření přístrojem Accent je bezpečné a bezbolestné. Indikace přístroje Accent byly klinicky testovány a jsou certifikovány FDA. Jde o neinvazivní metodu, bez rekonvalescence a bez rizika negativních vedlejších účinků.



Vypnutí a omlazení
pokožky

BOJÍTE SE STÁRNUTÍ A NEVRATNÝCH ZMĚN, KTERÉ
ČAS ZANECHÁ NA VAŠÍ POKOŽCE? NABÍZÍME VÁM
MODERNÍ ZBRAŇ V BOJI S ČASEM – RADIOFREKVENČNÍ
TECHNOLOGII.

Kontaktní informace:



Dodavatel přístroje Accent:

nimotech
lékařská technika

www.nimotech.cz



Accent
Your Body™

Skin Tightening